



designed for scientists



## MT 40P.100 Disposable grinding chamber, bended beater

/// Hoja de Datos

Una nueva cámara de molienda amplía el rango de aplicaciones del IKA TubeMill control. El batidor de acero inoxidable en la cámara está acodado en un ángulo de 45°.

Ventajas:

- Especialmente indicado para el mezclado de polvos finos
- El batidor acodado optimiza el flujo en la cámara y se traduce en un mejor resultado de la molienda.
- Velocidad recomendada 10,000 rpm



designed for scientists

Volumen útil: 40 ml

Cantidad de unidades: 100 unidades/envase

Material del recipiente de molienda: PP





designed for scientists

### Información Técnica

Peso [kg]	2.7
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

