

# IKA

designed for scientists



## MultiDrive BL 2000 Blender vessel

/// Hoja de Datos

El BL 2000 es un recipiente con cuchilla mezcladora que, en combinación con el IKA MultiDrive basic, está especialmente indicado para la molienda húmeda de diversas muestras, tales como carne, embutido, soja, ensilado y hortalizas.

Todas sus piezas pueden limpiarse en el lavavajillas. Puede desmontarse fácilmente la cuchilla mezcladora para su limpieza intensiva.

El volumen de suministro incluye una cuchilla mezcladora estándar de acero inoxidable.

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

## Información Técnica

Tipo de proceso	lote
Principio de funcionamiento	mezclado
Rango de velocidad [rpm]	3000 - 20000
Velocidad circunferencial max. [m/s]	78.5
Volumen utilizable max. [ml]	2000
Max. tamaño en grano del producto [mm]	30
Material del batidor/cuchilla	acero inoxidable 1.4034
Material (otro)	acero inoxidable, PCTG, PTFE, silicona
Tiempo de conexión [min]	5
Tiempo de desconexión [min]	10
Conforme a la FDA	sí
Reutilizable	sí
Apto para lavavajillas	sí
Diámetro del batidor/la cuchilla [mm]	75
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	180 x 280 x 220
Peso [kg]	1.25
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	80

