

IKA

designed for scientists



MultiDrive MI 250.2 Star shaped cutter, stainless steel

/// Hoja de Datos

Cuchilla en forma de estrella de acero inoxidable

Apta para materiales fibrosos, tales como papel y material vegetal

Compatible con IKA MultiDrive MI 250/250 T

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas

 IKAworldwide

 IKAworldwide /// #lookattheblue

 @IKAworldwide



designed for scientists

Información Técnica

Tipo de proceso	lote
Principio de funcionamiento	cortar
Solidez del producto max. [Mohs]	5
Material del batidor/cuchilla	acero inoxidable 1.4034
Conforme a la FDA	sí
Reutilizable	sí
Diámetro del batidor/la cuchilla [mm]	66.5
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

