



designed for scientists



## MultiDrive MI 400.1 Standard beater, stainless steel

/// Hoja de Datos

Batidor estándar de acero inoxidable

Apto para la mayoría de materiales quebradizos hasta una dureza Mohs de 5

Compatible con IKA MultiDrive MI 400/400 T



designed for scientists

### Información Técnica

Tipo de proceso	lote
Principio de funcionamiento	impacto
Solidez del producto max. [Mohs]	5
Material del batidor/cuchilla	acero inoxidable 1.4034
Conforme a la FDA	sí
Reutilizable	sí
Diámetro del batidor/la cuchilla [mm]	81
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

