



designed for scientists



MultiDrive MT 150.5 Milling tube, autoclavable

/// Hoja de Datos

El MT 150.5 es un recipiente de molienda de plástico con batidor de acero inoxidable, especialmente indicado para la molienda de muestras secas en combinación con el molino universal MultiDrive control. El plástico transparente permite observar continuamente el material molido.

Un chip RFID integrado guarda y al mismo tiempo limita la vida útil del recipiente de molienda. El volumen de suministro incluye 5 juntas de repuesto. La sustitución de la junta permite prolongar la vida útil del recipiente de mezclado. La esterilización del recipiente de molienda en el autoclave previene eficazmente la contaminación cruzada.



designed for scientists

Cantidad: 5 recipientes/envase

Volumen útil máximo: 150 ml

Tamaño máximo de grano de carga: 10 mm/5 Mohs

Material en contacto con la muestra: Acero inoxidable, PCTG

Conformidad con la FDA: Sí

Nota: Por motivos de seguridad, es obligatoria la carcasa protectora TC 1 para utilizar el recipiente. El MultiDrive no se pondrá en marcha si no está fijada la TC 1. La TC 1 está disponible como accesorio.

IKA

designed for scientists

