



designed for scientists

PDS.IB.R.RO

/// Hoja de Datos

El juego de conexión de bomba PDS.IB.R.RO se utiliza para la regulación homogénea de la temperatura de grandes recipientes de baño. El juego incluye un codo de 90° que puede conectarse directamente a la bomba ICC en el lado de la presión. Una manguera corta de FKM proporciona la conexión con el tubo de distribución rectangular, desde el que el medio fluye a través de orificios en toda la longitud.

El tubo de distribución y el codo de 90° son de acero inoxidable.

- Tubo de distribución con 10 orificios de salida (5 mm); conexión a través del conector de la manguera (diámetro exterior 12 mm)
- Longitud del tubo de distribución con conexión: 515 mm

IKA

designed for scientists

