



designed for scientists



PT 100.25 Sensor de temperatura

/// Hoja de Datos

Por ejemplo, para el empleo en reactores de laboratorio IKA® en combinación con el alojamiento para la sonda de medición LR 2000.6



designed for scientists

Información Técnica

Tipo de sonda	Sonda de inmersión
Tipo de sensor	PT100 (DIN IEC 751 Class A)
Rango para medir la temperatura [°C]	-50 - 400
Material del tubo de prueba	acero inoxidable 1.4571
Diametro del tubo de prueba [mm]	6
Largura del tubo de prueba [mm]	250
Profundidad min de inmersión [mm]	20
Longitud del cable [mm]	1500
Conexión de la sonda	Conector Almemo ZA 9030 FS 2
Peso [kg]	0.085
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40