

IKA

designed for scientists



PT 100.300 Sensor de temperatura 300 mm

/// Hoja de Datos

Sensor de temperatura recubierto de PTFE

Longitud: 300 mm

Material: PTFE

Adecuado para recipientes de reacción con volúmenes de 500ml (SY 500 y SY 500 D) y 1000 ml (SY 1000 y SY 1000 D).

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Información Técnica

Longitud nominal [mm]	300
Diámetro del eje [mm]	8
Funcionamiento de temperatura [°C]	-50 - 250
Material en contacto con producto	PTFE
Longitud del cable [mm]	1500

