



designed for scientists



## PT 100.500 Sensor de temperatura 500 mm

/// Hoja de Datos

Sensor de temperatura recubierto de PTFE.

Longitud: 500 mm

Material: PTFE

Adecuado para recipientes de reactor con volúmenes de 2000 ml (SY 2000 y SY 2000 D) y 5000 ml (SY 5000 y SY 5000 D).



designed for scientists

### Información Técnica

Longitud nominal [mm]	500
Diámetro del eje [mm]	8
Funcionamiento de temperatura [°C]	-50 - 250
Material en contacto con producto	PTFE
Longitud del cable [mm]	1500

