

IKA

designed for scientists



RV 10.10 Vidriería vertical recubierto

/// Hoja de Datos

Condensador vertical para todo tipo de destilaciones estándar, compacto. El solvente a destilar puede introducirse de manera continua a través del tubo de entrada PTFE. Incluye un matraz de evaporación de 1.000 ml y un matraz de recolección de 1.000 ml. Condensador y matraz de recolección recubiertos para protección contra fracturas.



designed for scientists

Información Técnica

Tipo de enfriamiento	vertical
Superficie de enfriamiento [cm ²]	1600
Peso [kg]	1.62
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

