

IKA

designed for scientists



RV 10.110 Glassware vertical with enlarged surface, coated

/// Hoja de Datos

Condensador vertical recubierto altamente eficiente, adecuado para todas aquellas aplicaciones en las que una mayor superficie mejore el rendimiento de destilación.

- Superficie de 3000 cm²
- Tres serpentines de refrigeración para evitar el efecto chimenea
- Requiere poco espacio

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Información Técnica

Tipo de enfriamiento	vertical
Superficie de enfriamiento [cm ²]	3000
Peso [kg]	1.59
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

