



designed for scientists



## RV 10.11 Glassware vertical with enlarged surface

/// Hoja de Datos

Condensador vertical altamente eficiente, adecuado para todas aquellas aplicaciones en las que una mayor superficie mejore el rendimiento de destilación.

- Superficie de 3000 cm<sup>2</sup>
- Tres serpentines de refrigeración para evitar el efecto chimenea
- Requiere poco espacio



designed for scientists

### Información Técnica

Tipo de enfriamiento	vertical
Superficie de enfriamiento [cm <sup>2</sup> ]	3000
Peso [kg]	1.59
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

