

# IKA

designed for scientists



## RV 10.1 Vidriería vertical

/// Hoja de Datos

Condensador vertical para todo tipo de destilaciones estándar, compacto. El solvente a destilar puede introducirse de manera continua a través del tubo de entrada PTFE. Incluye un matraz de evaporación de 1.000 ml y un matraz de recolección de 1.000 ml.



designed for scientists

### Información Técnica

Tipo de enfriamiento	vertical
Superficie de enfriamiento [cm <sup>2</sup> ]	1600
Peso [kg]	1.658
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

