

# IKA

designed for scientists



## RV 10.20 Vidriería diagonal recubierto

/// Hoja de Datos

Condensador diagonal para todo tipo de destilaciones estándar. Incluye un matraz de evaporación de 1.000 ml y un matraz de recolección de 1.000 ml. Condensador y matraz de recolección recubiertos para protección contra fracturas.



designed for scientists

### Información Técnica

Tipo de enfriamiento	diagonal
Superficie de enfriamiento [cm <sup>2</sup> ]	1600
Peso [kg]	1.702
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

