



designed for scientists



RV 10.3 Vertical-intensive condenser with manifold

/// Hoja de Datos

Condensador vertical intensivo con doble chaqueta y distribuidor para una condensación particularmente eficiente. El solvente a destilar puede introducirse de manera continua en el distribuidor a través del tubo de entrada PTFE.



designed for scientists

Información Técnica

Tipo de enfriamiento	vertical
Superficie de enfriamiento [cm ²]	2000
Peso [kg]	1.357
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

