

IKA

designed for scientists



RV 10.40 Dry Ice Condenser, coated

/// Hoja de Datos

Condensador de hielo seco para destilación de solventes con punto de ebullición bajo. El solvente a destilar puede introducirse de manera continua a través del tubo de entrada PTFE. Refrigeración mediante hielo seco, no se requiere agua de refrigeración. Condensación máx. gracias a las bajas temperaturas. Condensador y matraz de recolección recubiertos para protección contra fracturas.



designed for scientists

Información Técnica

Tipo de enfriamiento	Condensador de hielo seco
Superficie de enfriamiento [cm ²]	620
Peso [kg]	2.84
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

