

# IKA

designed for scientists



## RV 10.4 Dry Ice Condenser

/// Hoja de Datos

Condensador de hielo seco para destilación de solventes con punto de ebullición bajo. El solvente a destilar puede introducirse de manera continua a través del tubo de entrada PTFE. Refrigeración mediante hielo seco, no se requiere agua de refrigeración. Condensación máx. gracias a las bajas temperaturas.



designed for scientists

### Información Técnica

Tipo de enfriamiento	Condensador de hielo seco
Superficie de enfriamiento [cm <sup>2</sup> ]	620
Peso [kg]	3.3
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

