



RV 10.5001 Water choke valve

/// Hoja de Datos

Para regular el caudal de agua. La válvula magnética integrada abre el circuito de agua durante la destilación automática. El ajuste fino integrado permite que el usuario reduzca el caudal de agua de refrigeración y optimice el consumo de agua. Accesorio recomendado para conexión a agua del grifo.

Alimentación: 24 V / 6 W

Conexión \varnothing : 10mm

Ajuste fino integrado: sí

Peso: 0.234 kg



designed for scientists

Información Técnica

Peso [kg]	0.1766
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

