

# IKA

designed for scientists



## RV 10.50 Vertical condenser with manifold and cut-off valve for reflux distillation

/// Hoja de Datos

Condensador vertical con distribuidor y válvula de detención para destilación de reflujo. El solvente a destilar puede introducirse de manera continua a través del tubo de entrada PTFE. Condensador y matraz de recolección recubiertos para protección contra fracturas.



designed for scientists

### Información Técnica

Tipo de enfriamiento	vertical
Superficie de enfriamiento [cm <sup>2</sup> ]	1600
Peso [kg]	1.2955
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

