

IKA

designed for scientists



RV 10.5 Vertical condenser with manifold and cut-off valve for reflux distillation

/// Hoja de Datos

Condensador vertical con distribuidor y válvula de detención para destilación de reflujo. El solvente a destilar puede introducirse de manera continua a través del tubo de entrada PTFE.



designed for scientists

Información Técnica

Tipo de enfriamiento	vertical
Superficie de enfriamiento [cm ²]	1600
Peso [kg]	1.2687
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

