

# IKA

designed for scientists



## RV 10.60 Vertical-intensive condenser with manifold and cut-off valve for reflux

/// Hoja de Datos

Condensador vertical intensivo con distribuidor y válvula de detención para destilación de reflujo. El distribuidor cuenta con una tapa de condensado y un canal de salida que evitan que el condensado entre en contacto con el sello. El solvente a destilar puede introducirse de manera continua a través del tubo de entrada PTFE. Condensador y matraz de recolección recubiertos para protección contra fracturas.



designed for scientists

### Información Técnica

Tipo de enfriamiento	vertical
Superficie de enfriamiento [cm <sup>2</sup> ]	2000
Peso [kg]	1.496
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

