



designed for scientists



SP RACK

/// Hoja de Datos

El bastidor de acero inoxidable (AISI 304/1.4301) para husillos ROTAVISC ofrece espacio suficiente para una variedad de husillos diferentes para el almacenamiento colgante cerca del dispositivo o para el secado.



designed for scientists

Información Técnica

Material en contacto con producto	Acero inoxidable 1.4301
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	290 x 160 x 80
Peso [kg]	0.633
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

