



designed for scientists



SP set-1

/// Hoja de Datos

El juego de husillos estándar SP set-1 incluye cuatro husillos (SP1, SP2, SP3, SP4). Está especialmente indicado para la determinación de la viscosidad en combinación con los viscosímetros rotatorios ROTAVISC lo-vi Complete o ROTAVISC lo-vi Advanced.

Información Técnica

Geometría	Cilindro
Conexión	Rosca M2.5 izquierda
Longitud de aguja [mm]	115
Volumen de muestra [ml]	500
Recipiente de muestra	Recipiente graduado 600 mL
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	300
Precisión de la viscosidad [%]	1
Repetibilidad de la viscosidad [%]	0.2
Rango de medición mín. ROTAVISC lo-vi [mPa.s]	15
Rango de medición máx. ROTAVISC lo-vi [mPa.s]	6000000
Rango de medición mín. ROTAVISC me-vi [mPa.s]	100
Rango de medición máx. ROTAVISC me-vi [mPa.s]	64000000
Rango de medición mín. ROTAVISC hi-vi I [mPa.s]	200
Rango de medición máx. ROTAVISC hi-vi I [mPa.s]	128000000
Rango de medición mín. ROTAVISC hi-vi II [mPa.s]	800
Rango de medición máx. ROTAVISC hi-vi II [mPa.s]	512000000
Material en contacto con producto	Acero inoxidable 1.4404
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	160 x 82 x 270
Peso [kg]	0.449
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40