

# IKA

designed for scientists



## ST-20-M-gamma Tubo de agitación estéril, 20ml

/// Hoja de Datos

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Sujeto a modificaciones técnicas





designed for scientists

### Información Técnica

Rango de volumen (H2O) [l]	.002 - .015
Diámetro del tubo [mm]	29
Volumen del tubo [ml]	20
Funcionamiento en seco	sí
Conformidad con la FDA	sí
Material: Membrana	PP
Material: Recipiente de pruebas y tapón	PP
Material: Varilla de giro	PEEK
Estéril	sí
Peso [kg]	0.3806
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

