




designed for scientists



SY C1 Reflux Condenser

/// Hoja de Datos

Condensador de reflujo con cono NS 29/32.

Ø conexión tipo espiga: 11 mm.

Superficie de enfriamiento: aprox. 450 cm²



designed for scientists

Información Técnica

Altura (dimensión de la sala) [mm]	425
Anchura (dimensión de la sala) [mm]	80
Profundidad (dimensión de la sala) [mm]	40
Longitud nominal [mm]	250
Junta de conexión estándar	NS 29/32
Material en contacto con producto	Vidrio de borosilicato 3,3 DIN ISO 3585

