



designed for scientists



SY clamp ring 100

/// Hoja de Datos

Abrazadera para el sistema de reacción EasySyn.

Tamaño: DN 100.

Adecuado para recipientes de reacción con volúmenes de 500ml (SY 500; SY 500 D) y 1000ml (SY 1000; SY 1000 D).



designed for scientists

Información Técnica

Altura (dimensión de la sala) [mm]	22
Anchura (dimensión de la sala) [mm]	142
Profundidad (dimensión de la sala) [mm]	159
Tipo de brida	acc. DIN 12214
Dimensiones de la brida	DN100

