



designed for scientists



SY clamp ring 150

/// Hoja de Datos

Anillo de sujeción para el sistema de reactor EasySyn.

Tamaño: DN 150.

Adecuado para recipientes de reactor con volúmenes de 2000 ml (SY 2000 y SY 2000 D) y 5000 ml (SY 5000 y SY 5000 D).



designed for scientists

Información Técnica

| | |
|---|----------------|
| Altura (dimensión de la sala) [mm] | 22 |
| Anchura (dimensión de la sala) [mm] | 192 |
| Profundidad (dimensión de la sala) [mm] | 257 |
| Tipo de brida | acc. DIN 12214 |
| Dimensiones de la brida | DN150 |

