



designed for scientists



## SY guide

/// Hoja de Datos

Soporte de hélice para acomodar la herramienta agitadora con un diámetro de eje de 10 mm para los sistemas de reacción EasySyn.

- Posible operar al vacío
- Alta resistencia a los químicos
- Velocidad de agitación recomendada: 500 rpm (modo continuo), 800 rpm (intermitente).



designed for scientists

### Información Técnica

Diámetro externo [mm]	44
Aplicación de vacío	sí
Junta de conexión estándar	NS 29/32
Funcionamiento de temperatura [°C]	-50 - 230
Presión Max.	atmospheric pressure
Vacío alcanzable [mbar]	6
Velocidad max. [rpm]	800
Fijación de util de agitación	tirada
Alto [mm]	126

