



designed for scientists



SY pH 325 pH Electrode 325 mm

/// Hoja de Datos

Electrodo combinado de pH hecho en vidrio y de bajo mantenimiento, 2 diafragmas, cabeza de tornillo, L: 325mm, D: 12mm, 0 - 14 pH, 0 - 130°C, acompañado de un cable para conectar al instrumento de medición Almemo, por ejemplo, Almemo 2490; Adecuado para recipientes de reacción con volúmenes de 500ml (SY 500 y SY 500 D) y 1000 ml (SY 1000 y SY 1000 D).



designed for scientists

Información Técnica

Longitud nominal [mm]	325
Diámetro del eje [mm]	12
Funcionamiento de temperatura [°C]	0 - 130
Presión Max. [bar]	10
Longitud del cable [mm]	2000

