

IKA

designed for scientists



S 10 D - 7G - KS - 65 Util de dispersión

/// Hoja de Datos

Plastic dispersing element, Ø 7 mm, 24 Pc



designed for scientists

Información Técnica

Rango de volumen (H ₂ O) [l]	0.001 - 0.020
Diámetro del estator [mm]	7
Diámetro del rotor [mm]	4.8
Velocidad circunferencial max. [m/s]	7.5
Profundidad de inmersión [mm]	20 - 45
Longitud del eje [mm]	65
Material en contacto con producto	Polycarbonato (PC), Polysulfón (PSU)
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	100
Métodos de esterilización	autoclavable
Peso [kg]	0.144

