

IKA

designed for scientists



S 50 N - W 80 SMK cabezar de chorro

/// Hoja de Datos

Información Técnica

Rango de volumen (H ₂ O) [l]	1 - 50
Diámetro del estator [mm]	45
Diámetro del rotor [mm]	36
Max. velocidad permitida [rpm]	10000
Velocidad circunferencial max. [m/s]	18.8
Profundidad de inmersión [mm]	70 - 250
Longitud del eje [mm]	304
Material en contacto con producto	PTFE, AISI 316L
pH min.	2
pH max.	13
Apropiado para solventes	sí
Apropiado para sustancias abrasivas	sí
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	180
Métodos de esterilización	todos los métodos
Finura final de las suspensiones [µm]	40 - 100
Finura final de las emulsiones [µm]	10 - 30
Peso [kg]	0.521
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40