



designed for scientists



S 65 C - G 65 F Dispersing tool

/// Hoja de Datos

Herramienta de dispersión para el dispersor T 65 basic/digital

Tipo de cojinete y tipo de junta: rodamiento de bolas y cojinete de deslizamiento cerámico

Material en contacto con el producto: AISI 316L, cerámica

Apto para disolventes: Sí

Esterilizable: todos los métodos (excepto el rodamiento de bolas)

Apto para vacío: no

Temperatura de trabajo máx. [°C]: 180



designed for scientists

Longitud de montaje [mm]: 520

Diámetro estator/rotor [mm]: 65/58

Anchura de la brecha [mm]: 0.5

Profundidad de inmersión recomendada [mm]: 95-450

Rango de volumen recomendado [ml]: 2,000- 30,000



designed for scientists

Información Técnica

Rango de volumen (H ₂ O) [l]	2 - 30
Diámetro del estator [mm]	65
Diámetro del rotor [mm]	53
Espacio entre el rotor y estator [mm]	0.5
Max. velocidad permitida [rpm]	9500
Velocidad circunferencial max. [m/s]	28.8
Profundidad de inmersión [mm]	90 - 450
Longitud del eje [mm]	520
Material en contacto con producto	AISI 316L, cerámica
pH min.	2
pH min.	13
Apropiado para solventes	sí
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	180
Métodos de esterilización	todos los métodos
Finura final de las suspensiones [µm]	5 - 20
Finura final de las emulsiones [µm]	1 - 10
Peso [kg]	3.94
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40