




designed for scientists



## T-SP-Set

/// Hoja de Datos

El juego de husillos en T está particularmente indicado para la medición de muestras no fluidas, tales como cremas, pastas o gelatina. El juego es el accesorio adecuado para el soporte eléctrico HELISTAND.

## Información Técnica

Geometría	Forma de T
Conexión	Rosca M2.5 izquierda
Acoplamiento rápido	sí
Acoplamiento tipo gancho	sí
Volumen de muestra [ml]	500
Recipiente de muestra	Recipiente graduado 600 mL
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	300
Precisión de la viscosidad [%]	2
Repetibilidad de la viscosidad [%]	0.2
Rango de medición mín. ROTAVISC lo-vi [mPa.s]	93.75
Rango de medición máx. ROTAVISC lo-vi [mPa.s]	936000
Rango de medición mín. ROTAVISC me-vi [mPa.s]	1000
Rango de medición máx. ROTAVISC me-vi [mPa.s]	10000000
Rango de medición mín. ROTAVISC hi-vi I [mPa.s]	2000
Rango de medición máx. ROTAVISC hi-vi I [mPa.s]	20000000
Rango de medición mín. ROTAVISC hi-vi II [mPa.s]	8000
Rango de medición máx. ROTAVISC hi-vi II [mPa.s]	80000000
Material en contacto con producto	Acero inoxidable 1.4404
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	160 x 82 x 270
Peso [kg]	0.45
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40