



designed for scientists



T 653 Soporte telescópico

/// Hoja de Datos

Diseñado especialmente para el aparato de dispersión T 65 D. El soporte está equipado con un resorte de gas que permite subir y bajar la unidad de dispersión de forma sencilla.

Diámetro de la barra de soporte: 48 mm

Dimensiones (An x Pr): 500 x 575 mm

Altura: 1200 mm

Movimiento: 500 - 1000 mm



designed for scientists

Información Técnica

Dimensión de la placa [mm]	500 x 425
Recorrido máx. [mm]	1000
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	500 x 1185 x 575
Peso [kg]	25.25
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

