

IKA

designed for scientists



Tube rack, 13mm, ML, stainless

/// Hoja de Datos

Gradilla de acero inoxidable para los tamaños de baño M/L
Para 73 tubos con un diámetro máximo de 13 mm
Profundidad de inmersión 70 mm

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

Información Técnica

Peso [kg]	0.58
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

