



designed for scientists



## USB Hub 2.0 4 Ports

/// Hoja de Datos

El concentrador USB permite conectar cuatro aparatos USB adicionales a un PC a través de un puerto USB de tipo A. Está listo para el uso inmediato al contar con el sistema de configuración automática plug & play. No se requiere controlador.

Retrocompatible con USB 1.1.

El concentrador USB es alimentado por el cable USB. Es posible conectar una fuente de alimentación para aparatos con elevado consumo eléctrico. La fuente de alimentación externa está incluida en el volumen de suministro.

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworldwide



IKAworldwide /// #lookattheblue



@IKAworldwide



designed for scientists

#### Conexiones

- Entradas: 1 x USB tipo A (macho)
- Salidas: 4 x USB tipo A (hembra)
- Alimentación eléctrica / fuente de alimentación: CC 3,5/1,35 mm hembra

#### Volumen de suministro:

- Concentrador USB 2.0 de 4 puertos
- Fuente de alimentación europea



# IKA

designed for scientists

