



designed for scientists



VAN-SP-3

/// Hoja de Datos

Husillo de paletas



designed for scientists

Información Técnica

Geometría	Aspa
Conexión	Rosca M2.5 izquierda
Acoplamiento rápido	sí
Acoplamiento tipo gancho	sí
Diámetro [mm]	12.7
Profundidad de la bañera [mm]	51
Longitud de aguja [mm]	104
Precisión de la viscosidad [%]	2
Repetibilidad de la viscosidad [%]	0.2
Rango de medición mín. ROTAVISC lo-vi [mPa.s]	250.7
Rango de medición máx. ROTAVISC lo-vi [mPa.s]	50146
Rango de medición mín. ROTAVISC me-vi [mPa.s]	2675
Rango de medición máx. ROTAVISC me-vi [mPa.s]	535000
Rango de medición mín. ROTAVISC hi-vi I [mPa.s]	5350
Rango de medición máx. ROTAVISC hi-vi I [mPa.s]	1070000
Rango de medición mín. ROTAVISC hi-vi II [mPa.s]	21400
Rango de medición máx. ROTAVISC hi-vi II [mPa.s]	4280000
Material en contacto con producto	Acero inoxidable 1.4404
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	14 x 106 x 14
Peso [kg]	0.012
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40

