



designed for scientists



## **VOL-C-RTD-2.1**

/// Hoja de Datos

La cámara opcional VOL-C-RTD-2.1 para VOLS-1 está especialmente indicada para muestras caras y valiosas. Un sensor de temperatura integrado en la cámara permite medir la temperatura durante la determinación de la viscosidad.

Es necesario utilizar el husillo VOL-SP-2.1 en combinación con la cámara VOL-C-RTD-2.1 de 2,1 ml. El husillo está disponible como accesorio.

# IKA

designed for scientists

