



designed for scientists



## **VOL-C-RTD-3.8**

/// Hoja de Datos

La cámara opcional VOL-C-RTD-3.8 para VOLS-1 está especialmente indicada para muestras caras y valiosas. Un sensor de temperatura integrado en la cámara permite medir la temperatura durante la determinación de la viscosidad.

Es necesario utilizar el husillo VOL-SP-3.8 en combinación con la cámara VOL-C-RTD-3.8 de 3,8 ml. El husillo está disponible como accesorio.

# IKA

designed for scientists

