



designed for scientists



VOL-C-RTD-4.2

/// Hoja de Datos

La cámara opcional VOL-C-RTD-4.2 para VOLS-1 está especialmente indicada para muestras caras y valiosas. Un sensor de temperatura integrado en la cámara permite medir la temperatura durante la determinación de la viscosidad.

Es necesario utilizar el husillo VOL-SP-4.2 en combinación con la cámara VOL-C-RTD-4.2 de 4,2 ml. El husillo está disponible como accesorio.

IKA

designed for scientists

