

IKA

designed for scientists



WiCo T 25 easy clean

/// Hoja de Datos

El mando a distancia inalámbrico WiCo permite utilizar y monitorizar el dispersor T 25 easy clean control en una vitrina de gases, por ejemplo, y por lo tanto ayuda a proteger al usuario contra la exposición a sustancias tóxicas.

WiCo es compatible únicamente con el dispersor T 25 easy clean control. Están incluidos en el volumen de suministro el soporte mural WH 1 1 y dos cables USB.

www.ika.com

Sujeto a modificaciones técnicas



IKAworldwide



IKAworldwide /// #lookattheblue



@IKAworldwide



designed for scientists

Información Técnica

Indicador de velocidad	TFT
Indicador de temperatura	sí
Tiempo permitido encendido [%]	100
Contador de tiempo	sí
Indicador del contador del tiempo	TFT
Rango del ajuste del tiempo [min]	0.02 - 6000
Tiempo de carga [h]	4.5
Tiempo de servicio [h]	15
Tipo de batería	Polímero de litio
Capacidad de la batería [mAh]	2000
Distancia de comunicación (según el edificio) máx. [m]	10
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	71 x 151 x 74
Peso [kg]	0.28
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	100
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 40
Interfaz de USB	sí
Interfaz de Bluetooth	sí
Voltaje DC [V=]	5
Consumo de energía [mA]	500

