


KITS FAIBLES VOLUMES

Nos solutions « KIT FAIBLES VOLUMES » vous garantissent la possibilité de mesurer la viscosité sur de faibles quantités d'échantillon. Faciles d'utilisation et compatibles avec tous nos instruments (sauf FIRST PRODIG CP-1000, RM 100 CP-1000/2000 PLUS, RM 200 CP-4000 PLUS, GT-300 PLUS, GT-300 PRODIG et DSR 500 CP-4000 PLUS), ces kits comprennent : Une double enveloppe (CT-DIN ou CT-LC), un mobile de mesure MK-SV (p83), une chambre de mesure MB-SV (p83) et les accessoires nécessaires (pièce de centrage et tuyau). L'utilisation d'un bain à circulation (non fourni) est nécessaire pour le contrôle en température. Le choix du mobile MK-SV et de la chambre MB-SV devra être indiqué à la commande du kit faible volume.

KIT FAIBLES VOLUMES SVP 180

(Réf. 600950)

Plage température : -20°C à +180°C
(avec bain à circulation non inclus)



Pièce de centrage
ST-R

Mobile de mesure
MK-SV

Godet de mesure
MB-SV

Double enveloppe

KIT FAIBLES VOLUMES SVP 65

(Réf. 600900)

Plage température : -20°C à +65°C
(avec bain à circulation non inclus)



— INCLUS AVEC LE KIT SVP 180

- Double enveloppe CT-DIN (Réf. 111914).
- Pièce de centrage ST-R (Réf. 114436).
- 2 Tuyaux silicone de 1m.
- Un mobile de mesure MK-SV (à choisir page 83).
- Un godet de mesure MB-SV (à choisir page 83)



— INCLUS AVEC LE KIT SVP 65

- Double enveloppe CT-LC (Réf. 600800).
- Pièce de centrage ST-R (Réf. 114436).
- 2 Tuyaux silicone de 1m.
- Un mobile de mesure MK-SV (à choisir page 83).
- Un godet de mesure MB-SV (à choisir page 83).

Tel : +33 (0)4 78 08 54 06
Fax : +33 (0)4 78 08 69 44
contact@lamyrheology.com

11 A, rue des Aulnes
69410 Champagne au Mont d'Or
France

LAMY
RHEOLOGY
INSTRUMENTS

www.lamyrheology.com