

V-1 plus, Agitador vórtex personal para tubos



DESCRIPCIÓN

El agitador vórtex V-1 plus es un instrumento ideal para mezclar suavemente y lograr un resuspensión contundente de las células y los componentes de líquidos químicos y biológicos en tubos mediante el uso de un mecanismo excéntrico.

El agitador vórtex tiene dos modos:

1. Funcionamiento continuo
2. Funcionamiento por impulsos (activado al presionar el tapón con la parte inferior del tubo)

ESPECIFICACIONES

Principio de mezcla excéntrico	+
Intervalo del control de velocidad	500-3000 RPM
Tiempo de aceleración	2 s
Tiempo de funcionamiento continuo máximo	24 h
Módulo de mezcla para tubos	de 0.2 a 50 ml
Carga máxima	30 g
Órbita	4 mm
Dimensiones generales (An. x Prof. x Al.)	90x150x80 mm
Peso	0.8 kg
Corriente de entrada/consumo de energía	12 V, 320 mA / 3.8 W
Fuente de alimentación externa	Entrada CA 100–240, V 50/60 Hz, Salida CC 12 V



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010203-AAG	Enchufe europeo de 230 V CA 50/60 Hz
BS-010203-AAK	100-240VAC 50/60Hz Conexion multiple (EU, UK, AU, US)
BS-010203-BK	IQ OQ documento
BS-010203-CK	PQ documento