

BA-2/50, Adaptadores

DESCRIPCIÓN

Adaptador oscilante para 2 tubos de 50 mL (juego de 4 un.)

ESPECIFICACIONES

Material de soportes de tubos	Aluminio
Tipo de Rotor	Rotor basculante
Dimensiones (Ø x longitud)	29 × 115 mm
Capacidad	2
El volumen del tubo	50 ml
Max. velocidad	4200 rpm
Max. RCF	3260 × g
Fabricantes de tubos	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010221-CK

BA-2/50

ACCESORIOS



LMC-56

Without rotor

Centrífuga de laboratorio

Nueva y moderna centrífuga de laboratorio de sobremesa y baja velocidad **LMC-56**, diseñada para una cómoda sedimentación, centrifugación y recogida de las muestras necesarias. Proporciona el funcionamiento con tubos, ...

[Leer más](#)



BR-4U

BS-010221-AK

Rotor

Rotor oscilante sin adaptadores oscilantes



BI-25-8

BS-010221-UK

conjunto adaptador

Para el adaptador BA-2/50 juego opcional de adaptadores (8 unidades) - BI-25-8 para tubos cónicos de 25 ml



RR-U

BS-010208-UK

soporte de rotor

Soporte de rotor