

BA-14/2U, Adaptadores

DESCRIPCIÓN

Adaptador oscilante para 14 tubos de 2 mL (juego de 4 un.)

ESPECIFICACIONES

Material de soportes de tubos	POM Kocetal
Tipo de Rotor	Rotor basculante
Capacidad	14
El volumen del tubo	2 ml
Max. velocidad	4200 rpm
Max. RCF	2070 × g
Fabricantes de tubos	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, etc.



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010221-JK

BA-14/2U

ACCESORIOS



LMC-56

Without rotor

Centrífuga de laboratorio

Nueva y moderna centrífuga de laboratorio de sobremesa y baja velocidad **LMC-56**, diseñada para una cómoda sedimentación, centrifugación y recogida de las muestras necesarias. Proporciona el funcionamiento con tubos, ...

[Leer más](#)



BR-4U

BS-010221-AK

Rotor

Rotor oscilante sin adaptadores oscilantes



RR-U

BS-010208-UK

soporte de rotor

Soporte de rotor