

# BA-4/RT, Adaptadores

## DESCRIPCIÓN

Adaptador oscilante para 4 tubos con base redonda, de 10 mL (juego de 4 un.)

## ESPECIFICACIONES

Material de soportes de tubos	POM Kocetal
Tipo de Rotor	Rotor basculante
Capacidad	4
El volumen del tubo	10–15 ml
Max. velocidad	4200 rpm
Max. RCF	2960 × g
Fabricantes de tubos	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.



## NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010221-3K

BA-4/RT

## ACCESORIOS



### LMC-56

Without rotor

Centrífuga de laboratorio

Nueva y moderna centrífuga de laboratorio de sobremesa y baja velocidad **LMC-56**, diseñada para una cómoda sedimentación, centrifugación y recogida de las muestras necesarias. Proporciona el funcionamiento con tubos, ...

[Leer más](#)



### BR-4U

BS-010221-AK

Rotor

Rotor oscilante sin adaptadores oscilantes



### RR-U

BS-010208-UK  
soporte de rotor

Soporte de rotor