

BA-8/5, Adaptadores

DESCRIPCIÓN

Adaptador oscilante para 8 tubos de 5 mL (juego de 4 un.)

ESPECIFICACIONES

Material de soportes de tubos	POM Kocetal
Tipo de Rotor	Rotor basculante
Capacidad	8
El volumen del tubo	5 ml
Max. velocidad	4200 rpm
Max. RCF	2370 × g



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010221-FK

BA-8/5

ACCESORIOS



LMC-56

Without rotor

Centrífuga de laboratorio

Nueva y moderna centrífuga de laboratorio de sobremesa y baja velocidad **LMC-56**, diseñada para una cómoda sedimentación, centrifugación y recogida de las muestras necesarias. Proporciona el funcionamiento con tubos, ...

[Leer más](#)



BR-4U

BS-010221-AK

Rotor

Rotor oscilante sin adaptadores oscilantes



RR-U

BS-010208-UK
soporte de rotor

Soporte de rotor