

MP-3

DESCRIPCIÓN

Agitador propulsor con 3 cuchillas plegables (Ø 50mm)

ESPECIFICACIONES

Dimensión	325 × 50 × 8 mm
Tipo	Agitador propulsor



NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010306-CK

MP-3



MM-1000
Without stirrer
Agitador superior Multimixer

El agitador superior Multimixer **MM-1000** está diseñado para agitar líquidos de hasta 20 litros. Agitador silencioso y fiable que puede proporcionar un mezclado continuo durante un máximo de 7 días ...

[Leer más](#)