

# PDM, alfombrilla con muescas

## DESCRIPCIÓN

La alfombrilla con muescas PDM evita que tubos de muestras de diferentes tamaños se desplacen sobre la plataforma.

## ESPECIFICACIONES

Dimensión

215 × 215 mm



## NÚMERO DE CATEGORÍA

PDM

PDM, alfombrilla con muescas

## ACCESORIOS



**MR-1**  
BS-010152-AAG

Mini agitador de balanceo

El mini agitador de balanceo **MR-1** proporciona un funcionamiento continuo fiable y un movimiento de la plataforma suave a baja velocidad. El modo sin paradas funciona ininterrumpidamente hasta 7 días. ...

[Leer más](#)



**3D**  
BS-010151-AAG  
Mini agitador Sunflower

El **mini agitador 3D Sunflower** proporciona una rotación de la plataforma suave y ajustable en tres dimensiones. La plataforma es adecuada para colocar una alfombrilla **PDM** versátil con muescas para ...

[Leer más](#)



**Multi Bio 3D**  
BS-010125-AAG  
Agitador 3D "Sunflower"  
programable

El agitador de balanceo programable **Multi Bio 3D** proporciona diferentes tipos de movimiento en un módulo. Esta opción de instrumentos de Biosan amplía esencialmente las posibilidades y mejora la eficacia ...

[Leer más](#)