


# B-2BBI, bloque

## DESCRIPCIÓN

Bloque B-2BBI para una placa de pocillos profundos SSI Bio - Cat.No. 703B00, 713B00



## NÚMERO DE CATEGORÍA

BS-010159-JK

Bloque B-2BBI para una placa de pocillos profundos SSI Bio



TS-DW

Without thermoblock

Agitador térmico para placas de pocillo profundo

El agitador térmico **TS-DW** está diseñado para agitar y termostatar placas de pocillos profundos. Un principio multisistema, utilizado en el diseño del agitador térmico, permite ponerlo en funcionamiento como 3 ...

[Leer más](#)